

オプチューン®を高温多湿の時期に 使用される際にご注意いただきたいこと

オプチューンのバッテリーにはリチウム二次電池を使用しています。

このため、オプチューンは必ず直射日光・高温・多湿を避けて涼しいところでご使用ください。

使い方を誤ると、ケガや機器故障の原因になったり、バッテリーの性能が低下して使用時間が短くなったりすることがあります。



お願い

オプチューン本体・バッテリー・バッテリー充電器は
直射日光のあたる窓際や車内、
湿気の多い浴室の周辺などに放置しないでください。

直射日光のあたる 窓際



車内



浴室の周辺



次のような場合はバッテリーの故障が考えられますので、新しいものと交換してください

- 充電しようとしても通常よりも時間がかかる
- バッテリーを交換しても、ERRORランプが点灯する

その他、製品の取り扱いについては下記お問い合わせ窓口へご連絡ください。

ノボキュア株式会社 お問い合わせ窓口



平日 9:00-17:30

TEL 050-3149-1020

夜間 17:30-翌9:00 / 土日・祝日

TEL 03-4500-7515